

URS-Entwicklung

Legen Sie den idealen Grundbaustein für jedes Projekt innerhalb Ihrer Produktionslinie.

Wofür braucht man eine URS?

Eine User Requirements Specification (URS) beschreibt eine Sammlung an Anforderungen an eine Maschine oder eine Software, sodass diese einen vorgesehenen Zweck erfüllt. Dabei müssen nicht nur die Anforderungen, sondern auch die Prioritäten der jeweiligen Anforderungen definiert werden. Darüber hinaus hat die Entwicklung einer URS einen maßgeblichen Einfluss auf das ganze Projekt und kann, wenn sie besonders gut ist, dafür sorgen, dass die Schritte im Projektverlauf effizienter ausgeführt werden.

Was wird innerhalb des Projekts geliefert?

Innerhalb des Projekts wird eine URS-Dokument geliefert, das alle Anforderungen an die Maschine oder Software detailliert beschreibt. Die Konzeption kann gleichzeitig bei der korrekten Priorisierung der Spezifikationen helfen und bei der Kommunikation mit dem Lieferanten.

Welche Schritte beinhaltet ein solches Projekt?

Ein URS Paket kann eine bis vier Wochen in Anspruch nehmen. Dies hängt von der Komplexität des Systems ab. Dabei können wir entweder bereits existierende Anforderungen optimieren oder eine vorhandene URS auf Kundenbasis abändern oder eine komplett URS für den Kunden schreiben. Dabei werden die unterschiedlichen Stakeholder miteinbezogen und der vorgesehene Zweck der Maschine oder Software definiert.

Projektbestandteile

Bei neuer URS:

- Anforderungsanalyse (Maschine/Software)
- Definition der Spezifikation(en)
- Workshop mit Stakeholdern
- Erstellung des Lastenhefts

Bei bestehender URS:

- Optimierung der Anforderungsspezifikation
- Änderung der Anforderungsspezifikation

Reisekosten (optional)

Liefergegenstand: eine (1) URS für eine Maschine (je URS im Durchschnitt 16 Tage Aufwand)

Ihre Vorteile

Expertise

Auf unser Team aus erfahrenen Pharma-Technologie Experten können Sie sich verlassen! Danke jahrelanger Expertise wissen wir genau, worauf es beim Entwickeln einer URS ankommt.

Effizienz

Sparen Sie Kosten und Zeit, indem Sie direkt das richtige Fundament für Ihr Projekt legen in Form einer qualitativ hochwertigen URS.

Time-to-market

Wir haben das nötige Pharma-Wissen. Dank unserer einzigartigen Körper Ecosystem-Synergien optimieren wir den Prozess und bringen Sie schneller in die Produktion.

GMP-Compliance

Unsere Experten kennen die pharmazeutischen Regulatorien bestens und sorgen dafür, dass Sie mit Ihren Qualifizierungen und Validierungen jederzeit GMP-konform bleiben!

Sorgenfreiheit

Lehnen Sie sich entspannt zurück, während wir Ihre Projekte für Sie erfolgreich zum Abschluss bringen. Profitieren Sie von höchster Qualität, ohne sich sorgen zu müssen.

Verfügbarkeit

Unsere Expertise steht Ihnen jederzeit und überall zur Verfügung. Bei Bedarf können wir Ihnen ein ganzes Team an Standorten weltweit liefern, um die Qualität Ihrer Projekte sicherzustellen.

