

医药包装

案例
研究

携手抗击疫情 疾速灵活地交付设备

全球制药先锋的生产合作伙伴康泰伦特Catalent公司为何选择柯尔柏的迪威德拉Dividella NeoTOP全纸包装机来进行新冠疫苗的生产？



康泰伦特是世界领先的制药行业研发与生产合作伙伴，[正在进行数十项与COVID-19有关的项目，包括疫苗和治疗药物](#)。在这场与时间的赛跑中，康泰伦特选择了一个具有成熟经验的合作伙伴——柯尔柏。

来自瑞士的上装式包装专家于2020年底成功交付了一台全纸包装机，不仅满足了客户的高要求，并且在创纪录的时间内，在康泰伦特位于美国印第安纳州布卢明顿的工厂完成了安装。

机器在Grabs验收前的状态



为了能够满足康泰伦特客户的庞大产量和紧凑的生产计划，他们在寻找合作伙伴时特别选择了柯尔柏在瑞士的上装式包装专家。康泰伦特工厂需要增加一台高速包装机，它须确保包装设计紧凑，同时提供高水平的产品保护。

康泰伦特在2020年春季的一份新闻稿中确认了从柯尔柏购买上装式全纸包装机的消息。柯尔柏团队立即开始筹备迪威德拉NeoTOP 1604的交付工作。接到订单后仅几个月，一台迪威德拉NeoTOP 1604就已被运往康泰伦特在美国的工厂。

时任销售与市场执行副总裁的Peter Grassl表示：“我们的客户康泰伦特面临着尽快启动新冠疫苗生产的挑战。对于柯尔柏来说，从一开始就明确，我们将全力支持这一重要项目。得益于员工的灵活性和责任感，我们能够在收到订单后的五个月内完成NeoTOP 1604的交付。考虑到客户的紧迫时间表，这尤其令人振奋！”


高效迅速：柯尔柏的上装式包装专家在少于30天的时间内，就完成了从瑞士的机器工厂验收测试(FAT)到在美国康泰伦特现场开始安装的全过程。

由于当时新冠疫情和相关旅行限制，机器的FAT是通过现场直播远程进行的，之后通过飞机直接空运到美国。

柯尔柏在美国的当地服务团队具备在客户现场独立进行完整包装线维护和安装的能力，这确保了从瑞士进行FAT到在康泰伦特开始安装机器的整个过程所用时间不超过30天。

柯尔柏团队特别感谢有机会展现其专业实力，并提供NeoTOP解决方案来满足这一高标准的实践。最重要的是，这标志着我们向终结新冠疫情大流行迈出了重要一步。

柯尔柏——匠心独运，智领未来！

 [关于迪威德拉解决方案，想要了解更多信息？立即联系我们！](#)



“迪威德拉NeoTOP 1604的速度为每分钟160盒，具有高度的机器灵活性和100%的全纸包装特点。带有纸托的纸盒可保护产品免遭玻璃破碎风险，满足了客户的相关要求。”

Peter Grassl
销售与市场执行副总裁
柯尔柏医药科济业务领域



在瑞士工厂装运机器

迪威德拉NeoTOP 1604在
康泰伦特的美国工厂
进行安装



少于
30天

从瑞士进行FAT到康泰伦特的
美国工厂开始安装机器的时间

关于迪威德拉 NeoTOP 1604

用于泡罩、安瓿、西林瓶、（预充式）注射器、自动注射器和注射笔的高速柔性装盒机。

对5至10支容器的包装的需求正在增加，需要更高的装盒速度。


NeoTOP 系列的解决方案——NeoTOP 1604 实现了速度和灵活的高效结合。

它可将中批量及大批量产品的生产速度提高到每分钟160盒。

NeoTOP 1604性能卓越，占地面积小。由于采用了模块化和可扩展的包装系统，并可与现有的各种NeoTOP 产品和说明书进料系统配合使用，因此可以灵活、高效地生产出许多新的包装产品。通过面向未来、模块化和适应性强的机器，确保客户的投资获得保障。

特点和优势

- 高水平的产品保护
- 高度灵活的包装解决方案
- 扁平纸板和纸托
- 紧凑的产品和包装设计
- 通过防篡改封口保证产品安全
- 快速规格更换和生产启动
- 处理成本低
- 降低供应链管理成本



随时随地 为您服务

我们在全球各地为您提供支持



关于柯尔柏

柯尔柏是一家国际技术集团，拥有约12,000名员工，在世界各地有100多个分支机构。所有人都有一个共同的目标：我们将企业家精神转化为客户成功，并塑造技术变革。在数字化、医药科技、供应链和工程技术等业务领域，我们提供激发灵感的产品、解决方案和服务。我们快速响应客户需求并无缝执行创意，通过创新为客户创造附加值。我们不断完善生态系统，以解决当今和未来的挑战。柯尔柏股份公司是柯尔柏集团的控股公司。我们是企业家的家园，将企业家精神转化为客户成功。

匠心独运，智领未来

在柯尔柏医药科技业务领域，我们通过独特的集成解决方案组合，在制药价值链上实现差异化。基于在专业咨询、灯检技术、传送系统、包装设备和材料、追踪追溯、数字化以及软件方案的深入经验，我们了解我们的客户从生产的开始到结束，每天所面临的制药流程和法规挑战。柯尔柏致力于为客户提供差异化的方案，以释放全球制药和生物技术行业的潜力。

Körber Pharma Packaging AG
Werdenstrasse 76
9472 Grabs, Switzerland
info.ph.machines-ch@koerber.com
koerber-pharma.com

柯尔柏医药科技（上海）有限公司
中国上海市浦东新区银城中路168号
上海银行大厦1105室
产品咨询：021-68362075
koerber-pharma.cn